


Bloco Vaso **PRACTWALL**



Não deixa só o ambiente bonito. Proporciona benefícios: entre muitos, melhora a qualidade e a umidade do ar, garantindo isolamento térmico e acústico. Além disso pode acomodar uma extensa gama de espécies.

Bloco Vaso **PRACTWALL**

Referências Técnicas:

Sugestões e instruções de um jardim vertical "PRACTWALL".

1. Fazer as medições de acordo com o projeto, para o cálculo e distribuição das peças.
2. Impermeabilização: se for instalado junto a uma parede, a mesma deverá ser impermeabilizada com 3 demãos de VEDATOP, de acordo com as instruções do fabricante.
3. Esperar a secagem de, no mínimo, 2 horas para iniciar a montagem dos blocos.
Obs.: se o bloco vaso não estiver encostado em uma parede, não será necessário aplicar impermeabilizante.
4. Assentamento dos "Blocos Vasos" - usar Argamassa AC II (interno) ou Argamassa AC III (externo). Aplicar a argamassa nos blocos, nas áreas de contato, incluindo o rejunte, evitando o retrabalho de rejuntamento.
Obs.: deixar uma altura de assentamento de 10mm, importante para passagem do microtubo de irrigação.
5. Começar a primeira fiada sempre com os blocos inteiros e na segunda fiada com o bloco acabamento, e assim sucessivamente, formando o sistema de amarração convencional.
Obs.: deixar uma altura de, no mínimo, 20cm do chão para sair com a primeira fiada. Para a função de drenagem poderá ser feita uma mureta.
6. O Bloco Vaso Cerâmico PractWall possui o graute componente utilizado para preenchimento de espaços vazios de blocos com a finalidade de solidarizar armaduras à alvenaria.
Importante: toda parede deverá ser feita com amarração e com os arranques com fundações específicas.
7. Irrigação: o sistema de irrigação poderá ser feito com microtubo com a instalação de gotejador simples, com registro manual ou automático.

KIT BLOCO VASO "PRACTWALL"	
BLOCO VASO CERÂMICO	
SUORTE GALVANIZADO	
PRATO FUNDO DE 11CM	
BLOCO VASO CERÂMICO	
QUANTIDADE POR M ²	17,5 PÇS
QUANTIDADE POR PÁLETE	93 PÇS
BLOCO ACABAMENTO	
QUANTIDADE POR METRO LINEAR	2 PÇS
QUANTIDADE POR PÁLETE	420 PÇS